



PARTNER EVOLUTION

Le fauteuil Partner Evolution se caractérise par sa robustesse, son exceptionnelle performance en extérieur et une très grande maniabilité. L'électronique évolutive Q-Logic 2 et l'assise modulaire Tru-Balance® 3 sont disponibles en standard.

Le Partner Evolution dispose en standard de l'électronique évolutive accès Q-Logic 2.

Son manipulateur intègre le Bluetooth qui permet d'avoir accès à 2 systèmes d'exploitations iOS et Android.

Pride[®]
Mobility Products France

Pride Mobility Products France

26 rue Monseigneur Ancel
69800 Saint-Priest

Tel: 04 81 65 94 70 • Fax: 04 28 29 60 45


www.pridemobility.fr
www.quantumrehab.fr

Spécifications

ROUES ARRIÈRE	14" pneumatiques
ROUES AVANT	10" pneumatiques (9" pneumatiques en option)
SUSPENSIONS	Suspensions ATX avec système Active-Trac®
VITESSE ¹	10 km/h
AUTONOMIE ^{1,3}	Jusqu'à 26,57 km
MOTORISATION	2 x 350 W / 4 pôles
BATTERIES	Interceal 75 A, bac batteries sur glissière
CHARGEUR	Externe, 8 A
POIDS MAX UTILISATEUR	136 kg
LARGEUR D'ASSISE	de 30 à 60 cm
PROFONDEUR D'ASSISE	de 30 à 60 cm
LARGEUR DE DOSSIER	de 25 à 60 cm
HAUTEUR DE DOSSIER	de 46 à 68 cm
LARGEUR HORS TOUT ²	63,5 cm
LONGUEUR HORS TOUT ²	91 cm ⁴
HAUTEUR SOL/PLAQUE D'ASSISE SANS LIFT	45 cm
HAUTEUR SOL/PLAQUE D'ASSISE AVEC LIFT	47 cm
GARDE AU SOL	10,16 cm (du moteur)
RAYON DE GIRATION	75,56 cm
PASSAGE DE TROTTOIR	7 cm

Couleurs

Disponibles en standard pour le châssis et le boîtier de commande Q-Logic 2



Rouge

Bleu

Vert

Blanc satiné

FOOTNOTES:

- 1) L'autonomie et la vitesse peuvent varier selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la charge et l'état des batteries et la pression des pneus. Cette spécification peut varier de +10%, -5%.
- 2) Étant donné, les variantes acceptables et l'amélioration des procédures de fabrication, ces mesures peuvent varier de +/- 3%. Dimensions données sont pour la base motrice uniquement. Les tailles varieront en fonction des assises et des accessoires.
- 3) Autonomie théorique calculée en laboratoire et suivant les directives européennes. L'autonomie variera en fonction de nombreux facteurs incluant la condition du fauteuil et de ses batteries, le poids de l'utilisateur, la pression dans les pneus, la température ambiante, les conditions de la route. Ces caractéristiques peuvent varier de +10% à -5%.
- 4) Sans repose pieds.

Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la condition et la charge des batteries ainsi que l'usure des pneus.

Options

- Commande tierce-personne
- Bascule d'assise à translation de 50°
- Dossier biomécanique à compensation avec inclinaison jusqu'à 180°
- Bac batteries sur glissière pour un accès facilité
- Contrôle d'environnement Q-Logic 2
- Equipement route
- Contrôle de trajectoire Accu-Trac
- Relève-jambes central à compensation et réglable en hauteur



Manipulateur évolutif Q-Logic 2



Contrôle d'environnement Infrarouge

Pride[®]
Mobility Products France

Pride Mobility Products France

26 rue Monseigneur Ancel
69800 Saint-Priest

Tel: 04 81 65 94 70 • Fax: 04 28 29 60 45

www.pridemobility.fr • www.quantumrehab.fr



QUANTUM[®]